



**INFORMACIÓN DE PRODUCTO IMPORTANTE PARA PILARES ESPECÍFICOS DE PACIENTE CON CONEXIÓN COMPATIBLE CON LA COMPETENCIA 3i BELLATEK® DE BIOMET**

Este documento se aplica a pilares específicos de paciente con conexión compatible con la competencia 3i BellaTek de BIOMET. Para obtener información de producto adicional, consulte el prospecto que acompaña al producto o el manual de restauración. El siguiente gráfico de compatibilidad es específico únicamente de los pilares específicos de paciente con conexión compatible con la competencia BellaTek.

**Pilares específicos de paciente con conexión compatible con la competencia BellaTek\***

Fabricante	Implante	Plataforma (mm)	Número de pieza de pilar
Nobel Biocare®	Implante con conexión interna NobelReplace®	3,5	NRLDATx
		4,3	
		5	NRLDANx
	Implante con conexión interna NobelActive®	6	NALDATx
		3,5	
		4,3	NALDANx
Straumann®	Implante al nivel óseo Straumann®	5,0	SBLDATx SBLDANx
		3,3	
		4,1	
		4,8	

\*NOTA: El ángulo máximo de los pilares específicos de paciente con conexión compatible con la competencia BellaTek no debería superar los 30°.



BIOMET 3i, LLC  
4555 Riverside Drive  
Palm Beach Gardens, FL 33410  
1-800-342-5454  
Fuera de EE. UU.: +1-561-776-6700  
Fax: +1-561-776-1272  
[www.biomet3i.com](http://www.biomet3i.com)

BIOMET 3i Dental Ibérica, S.L.  
WTC Almeda Park, Ed. 1, Planta 1a  
Pl. de la Pau s/n  
08940 - Cornellà de Llobregat  
(Barcelona) España  
Teléfono: +34 934 705 500  
Fax: +34 933 717 849



: Sin esterilizar	: Número de lote
: Número de catálogo	: Consultar instrucciones de uso <a href="http://www.ifu.biomet3i.com">www.ifu.biomet3i.com</a>
: No reutilizar	: Precaución: La ley prohíbe su venta sin receta médica
: Representante autorizado en Europa	: Fecha de fabricación



P-BELSUP

P-BELSUP Rev. A  
01/2014